

# VOYAGE



# VOYAGE

|   |   |
|---|---|
| Belastbarkeit:                                | 181 kg  |
| max. Geschwindigkeit <sup>1</sup> :           | bis zu 15 km/h  |
| Bodenfreiheit <sup>2</sup> :                  | 8 cm  |
| Wenderadius:                                  | 150 cm  |
| Gesamtlänge <sup>2</sup> :                    | 135 cm  |
| Gesamtbreite <sup>2</sup> :                   | 63,5 cm   |
| Vorderreifen:                                 | 10 cm x 33 cm   |
| Hinterreifen:                                 | 10 cm x 33 cm   |
| Federung:                                     | hinten  |
| Reichweite je Ladung <sup>1</sup> :           | bis zu 45 km  |
| Hindernisüberwindung/<br>Bordsteinkante max.: | 10 cm   |
| Gesamtgewicht inkl.<br>Batterien:             | 125 kg  |
| Schwerstes Teil im<br>zerlegten Zustand:      | keine Angabe  |
| Standardsitz:                                 | Typ: großer Kapitänsitz mit Kopfstütze<br>manuell verstellbar<br>Material: graues Vinyl               |
| Antriebssystem:                               | Hinterradantrieb, abgedichtete Achse, 24-Volt DC-Motor  |
| Duales Bremssystem:                           | Elektronisch regenerativ und elektromechanische<br>Magnetbremse<br>Handbremse mit Bremsscheiben vorne |
| Batteriekapazität <sup>3</sup> :              | 2 x 12 Volt 50 Ah   |
| Batterieladegerät:                            | 8 A, extern   |

Farben:



Schwarz



Rot



Silber

## Ausstattung

- Vollfederung für hohen Fahrkomfort
- Hohe Bodenfreiheit
- Handbremse mit Scheibenbremsen vorne für hohe Sicherheit
- automatisches Front- und Rücklichtsystem in LED-Technik für hohe Signalwirkung
- nicht-markierende, selbstdämpfende Vollgummireifen
- Rückspiegel links und rechts
- ummantelter Delta-Lenker für kontrolliertes Fahren
- Beleuchtete Ladestandanzeige für gute Sichtbarkeit und Ablesbarkeit in jeder Sitzposition
- Komfortabler Sitz, drehbar, längs- und höhenverstellbar
- Lenksäule stufenlos einstellbar
- Ladebuchse für Ladegerät leicht zugänglich am Lenker

## Zubehör

- Stock- und Gehilfenhalter
- Sauerstoffflaschenhalter
- Heckkorb
- Abschließbare Heckbox
- Diverse Aufbewahrungstaschen
- Rollatorhalterung
- Wetterabdeckung

<sup>1</sup>Variiert je nach Benutzergewicht, Geländeart, Batterieamperestunden (Ah), Batterieaufladung, Batteriezustand und Reifenzustand.

<sup>2</sup>Aufgrund von Herstellungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung kann diese Spezifikation einer Abweichung von +/- 3% unterliegen.

<sup>3</sup>AGM oder Gelzelle erforderlich.

Technische Änderungen vorbehalten.

